

Codice	Descrizione
DEF-LFP	Defibrillatore semi-automatico Life-Point PRO AED con accessori e borsa

**Indicazioni**

Defibrillatore semi-automatico AED per adulti e pediatrico; facile da utilizzare, leggero, intuitivo e affidabile, grazie alla lunga garanzia di 5 anni.

**Immagine Prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	METSIS MEDIKAL LTD.
Distributore	PERETTI GROUP SRL
Paese di produzione	TURCHIA
Conformità	Dispositivo medico di classe IIb conforme alla Direttiva CEE 93/42
Codice classificazione CND	Z12030501
Repertorio	585613

**Descrizione: Caratteristiche generali:**

Life-Point PRO AED è un defibrillatore semi-automatico esterno per soggetti adulti e pediatrici; facile da utilizzare, leggero, intuitivo ed affidabile. Grazie ai due differenti formati degli elettrodi adesivi per defibrillazione è in grado di rispondere tempestivamente al soccorso di adulti/bambini (>8 anni, >25Kg.) e pediatrici (<8 anni, <25 Kg.). È dotato di "un'intelligenza artificiale" in grado di non rilasciare scariche in presenza di pacemaker e/o battito cardiaco. Il dispositivo, collegato al paziente, acquisisce ed analizza automaticamente l'ECG del paziente per rilevare la presenza di un ritmo, e in caso di un arresto cardiaco, guida l'operatore durante la procedura di soccorso con comandi audiovisivi. Nella sua esclusiva borsa rigida da trasporto è incluso un kit di soccorso (forbici - guanti in lattice - rasoio monouso), oltre alle piastre per defibrillazione, per operare in modo efficiente. Life-Point PRO AED effettua autotest ad intervalli giornalieri, settimanali, mensili e semestrali. Se rileva un guasto o un livello di batteria basso, avverte l'utente tramite l'indicatore di stato presente sul dispositivo. È alimentato da una batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni o 100 scariche. Recupero dei dati dell'intervento tramite collegamento USB.

**Dotazione standard:**

- Unità Life-Point PRO AED;
- Batteria LiMnO2 lunga durata 5 anni o 100 scariche;
- Coppia piastre monouso adulti/bambini (>8 anni, >25Kg.);
- Kit Soccorso (forbici - guanti in lattice - rasoio monouso);
- Borsa rigida da trasporto;
- Report Verifica CEI 62-13 EN60601-2-4;
- Manuale d'uso;
- Dichiarazione CE;

**Caratteristiche tecniche:**

Modalità funzionamento: Semi-automatica  
Tempo di ricarica al massimo di Joule: < 10 secondi  
Tempo analisi ECG: < 10 secondi  
Rilevatore movimento / pacemaker: Sì  
Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata  
Step di energia di scarica: Adulto 150J - 150J - 200J - Pediatrico 50J - 50J - 50J  
Supporto all'Utente: Indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose sul dispositivo  
Resistenza all'acqua: Classe IP54  
Piastrine defibrillazione: Adulti età >8 anni peso >25 kg. Pediatrici <8 anni peso <25 kg.  
Programma di autotest: Avvio - Giornaliero - Settimanale - Mensile - Ogni 6 mesi  
Portata autotest: Batteria - Hardware - Software – Condensatore  
Range Impedenza: 25 - 175 ohm  
Numero massimo di scariche: 100 scariche - 5 anni (con batteria carica)  
Larghezza di banda ECG: 2 - 25 Hz  
Tipo batteria LiMnO<sub>2</sub> (12V 4500mA) - 100 scariche  
Dimensioni: 9,5 cm x 27 cm x 24 cm  
Peso (batteria inclusa): 1730 gr  
Classe (93/42/EEC): II B  
Documentazione dei dati: Segnale ECG / evento / voce registrata  
Trasferimento dati: METsis AED Software (mini USB)  
Requisiti ambientali: Da 0°C – 50°C e 10% - 95%  
Condizioni per la memorizzazione dati: Tra -20°C e 60°C  
Trasferimento dati: METsis AED Software (USB)  
Requisiti minimi PC: Windows XP - Vista - 7 Pentium o unità superiore, Monitor VGA o unità superiore, CD ROM, driver USB, 2 GB di spazio libero su disco.

**Controindicazioni e avvertenze:**

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

**Conservazione:**

Tenere il defibrillatore in un luogo asciutto e non esporlo alla luce solare diretta.  
Rispettare le temperature raccomandate dal produttore.  
Fare riferimento al manuale di istruzioni per ulteriori informazioni.

**Manutenzione e pulizia:**

Fare riferimento al manuale di istruzioni per ulteriori informazioni.  
Pulire lo strumento con un panno leggermente umido di un semplice disinfettante.  
Attenzione: Non immergere il defibrillatore in acqua o liquidi.

**Modalità di smaltimento:**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Garanzia:**

5 anni dalla data di acquisto.