



# PRO AED

Defibrillatore  
Semi-automatico



## Specifiche Tecniche

Modalità di funzionamento	Semi-automatica
Tempo di ricarica al massimo di Joule	< 10 secondi
Tempo analisi ECG	< 10 secondi
Forma d'onda	Bifasica troncata esponenziale
Step di energia di scarica	Adulto 150J - 150J - 200J Pediatrico 50J - 50J -50J
Rilevatore movimento	Sì
Rilevatore pacemaker	Sì
Range Impedenza	25 - 175 ohm
Numero massimo di scariche	100 scariche - 5 anni (con batteria carica)
Derivazione	DII
Larghezza di banda ECG:	2 - 25 Hz
Tipo batteria	LiMnO2 (12V 4500mA) - 100 scariche
Programma di autotest	Avvio - Giornaliero - Settimanale - Mensile - Ogni 6 Mesi
Portata autotest	Batteria - Hardware - Software - Condensatore
Dimensioni	9,5cm x 27cm x 24cm
Peso (batteria inclusa)	1850 gr
Classe (93/42/EEC)	II B
Requisiti ambientali	0°C - 50°C e 10% - 95%
Condizioni per la memorizzazione dati	Tra -20°C e 60°C
Documentazione dei dati	Segnale ECG / Evento / Voce Registrata
Trasferimento dati	Metsis AED Software (mini USB)
Requisiti minimi PC	Windows XP - Vista - 7 Pentium o unità superiore VGA Monitor unità superiore, CD-ROM Driver USB di spazio libero su disco.

METSis Medikal si riserva il diritto di apportare le modifiche senza alcun preavviso

**PERETTI**

Head office: Via Mario Cosentino, 38 - 80131 Napoli, Italia  
Tel. +39 081 587 58 16 (pbx)  
Fax +39 081 587 35 84  
Web: [www.perettimedica.it](http://www.perettimedica.it)  
E-mail: [info@perettimedica.it](mailto:info@perettimedica.it)



# PRO AED

Defibrillatore  
Semi-automatico



Automatic  
External  
Defibrillator



- Analisi ECG accurata e affidabile
- Self Test
- Facile da utilizzare
- Linee guida AHA / ERC per la RCP e defibrillazione
- Rilevatore di movimento
- Rilevatore di pacemaker
- 5 anni di garanzia



Turkish First Aid Association supports "Life-Point"

CE  
1984